

EXPERIMENTIERPLÄTZE MIT DECKENINSTALLATION

MEDIENSCHIENE UND MEDIENSCHIENE ERGOLINE





Alles Gute kommt von oben

Unsere Experimentierplätze mit Deckeninstallation



Die Schularchitektur hat sich gewandelt. Multifunktionaler Unterricht erfordert mehr Möglichkeiten - auch hinsichtlich der Anordnung des Mobiliars. Mit der LABOdacta Medienschiene und der LABOdacta Medienschiene Ergoline hat Wesemann Lösungen entwickelt, die genau diese Anforderungen an modernes Lernen optimal erfüllen. Denn Mediensysteme, die von der Raumdecke an die Arbeitsfläche herangeführt werden, bieten Schülern wie Lehrern eine ganz neue Flexibilität, weil sie jede Unterrichtsform ermöglichen und Räume somit vielfach genutzt werden können. Der Klassenraum kann je nach Anforderung von Unterrichtsfächern und Klassenverband ganz einfach und immer wieder neu angepasst werden.



Die LABOdacta Medienschiene

Passt für jeden Unterricht



Die LABOdacta Medienschiene ist an der Decke montiert und versorgt die Schülerarbeitsplätze von oben. Tische und Stühle können frei gruppiert werden. Somit passt sich die Medienschiene jeder Lehr- und Lernsituation optimal an, ob Frontalunterricht, Gruppenarbeit oder selbstständige Einzelarbeit. Naturwissenschaftliche Experimente sind ebenso möglich wie der Einsatz von Monitoren, Projektoren und Computern.



Die LABOdacta Medienschiene Ergoline

Perfekte Ergonomie am Lernplatz

ERGOLine ist binnen kürzester Zeit einsatzbereit: Auf Knopfdruck des Lehrers fährt der Liftarm sanft herunter. Dadurch können auch kleinere Schüler die Medienentnahmen optimal erreichen, denn der schlanke, robuste Liftarm fasst alle Anschlüsse kompakt zusammen. Dabei lässt sich ERGOLine variabel mit den jeweils benötigten Medienanschlüssen bestücken.

ERGOLine ist aber nicht nur praktisch, sondern auch sicher. Im Ruhezustand, wenn der Liftarm wieder nach oben geklappt wird, sind Steckdosen und Gashähne verdeckt und vor Manipulation geschützt.

Ein weiteres Sicherheits-Plus: Da die Medienentnahme von oben erfolgt, sind gefährliche Stolperfallen durch Kabel oder Schläuche passé.

Die freitragende Konstruktion (Aufhängung alle 3m) lässt sich ohne Aufwand installieren. Das robuste System ist wartungsarm und überzeugt durch eine lange Lebensdauer, geprüfte Sicherheit und innovative Technik.





Bringt den Unterricht zum Leuchten

Die LABOdacta Medienschiene mit Beleuchtung

Interessant ist unsere Option, die Medienschiene als Beleuchtung einzusetzen. Die Leuchte ist vollständig und flächenbündig in das Gehäuse eingelassen und sorgt durch innovative LED-Technik für eine blendfreie und optimale sowie energieeffiziente Ausleuchtung der Arbeitsplätze und des gesamten Raumes. Die CDPS-Prismen-Abdeckung eignet sich sowohl als Arbeitsplatzleuchte (direkt strahlend) als auch zur Raumbeleuchtung (indirekt strahlend).



Die dimm- oder schaltbar lieferbare Leuchte (16 W) entspricht der DIN EN 12464-1 und hat eine Lebensdauer von rund 50.000 Betriebsstunden – bei einem Energieverbrauch von weniger als 11 W/m². Mit ihrer Lichtfarbe von 4000 K entspricht die Beleuchtung dem

Tageslicht, wobei die mittlere Beleuchtungsstärke an jeder Stelle der Sehaufgabe mindestens 500 lux beträgt. Die dazu erforderliche, individuelle Lichtberechnung mit den relevanten Daten wird von Wesemann ebenfalls übernommen.



LABOdacta Medienschiene

- > Deckengeführtes Mediensystem
- > Flexible Anordnung der Medien Gas, Elektro, Daten, Multimedia
- > Freie Gestaltung der Tischanordnung
- > Integrierte Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung der Arbeitsplätze und des Raumes
- > Schlanke Bauform mit geringer Anzahl von Befestigungspunkten



LABOdacta Medienschiene Ergoline

- > Deckengeführtes Mediensystem
- > Flexible Anordnung der Medien Gas, Elektro, Daten, Multimedia
- > Freie Gestaltung der Tischanordnung
- > Integrierte Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung der Arbeitsplätze und des Raumes
- > Punktgenaue Medienversorgung von oben
- > Schutz der Versorgungsanschlüsse bei Nichtgebrauch
- > Schlanke Bauform mit geringer Anzahl von Befestigungspunkten

www.wesemann.com

Wesemann GmbH - Zentrale

Max-Planck-Straße 15–25
28857 Syke

Telefon: 042 42 594-0
Telefax: 042 42 594-333
E-Mail: info@wesemann.com

